

平成 25 年 1 月 25 日

各 位

会 社 名 アルフレッサ ホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 石 黒 傳 六
(コード番号2784 東証・大証各一部)
問 合 せ 先 取締役 常務執行役員 財務・広報 IR 担当 三 宅 俊 一
(TEL:03-5219-5102)

便潜血自動分析装置「ヘモテクト NS-Prime」および専用試薬の新発売のお知らせ

当社の子会社で医薬品等製造事業を行うアルフレッサ ファーマ株式会社(本社:大阪市、代表取締役社長:岩谷健一郎、以下アルフレッサ ファーマ)は、このたび大腸がん検診等に使用するディスクリット方式臨床化学自動分析装置「ヘモテクト NS-Prime」および専用試薬「ネスコート Hb オート」、「ネスコート Tf オート」を新発売いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 販売に至った経緯

我が国では 2007 年にがん対策基本法が施行され、便潜血検査は診療および検診における大腸がんスクリーニング検査として広く用いられております。アルフレッサ ファーマでは、すでに便潜血自動分析装置を販売し、多くの施設でご利用いただいておりますが、多様化するニーズにお応えするため、バージョンアップした装置を開発し、販売することといたしました。

2. 「ヘモテクト NS-Prime」の特長

- ① 1 時間に 300 テストの処理が可能
- ② 同時に複数の検査項目を測定可能
- ③ 汎用生化学自動分析装置と同様にシングルマルチ方式を採用
- ④ 検体架設は 100 検体または 10 検体の 2 種類の架設方式を標準装備
- ⑤ 再検査における自動再検機能を搭載
- ⑥ 標準曲線の作成・コントロール物質の測定でバーコードの自動認識が可能
- ⑦ 画面を大きく見やすくし、操作性を向上

3. 専用試薬

便中ヘモグロビン測定用試薬「ネスコート Hb オート」

便中トランスフェリン測定用試薬「ネスコート Tf オート」

4. 発売日

平成 25 年 1 月 25 日

以上

【本製品に関する問合せ先】

アルフレッサ ファーマ株式会社 医薬診断薬本部 診断薬推進部

TEL06-6941-0308

(参考写真)

