

2015年11月2日

各位

アルフレッサ ファーマ株式会社

鏡視下手術関連製品「アルノート®」シリーズの  
新発売のお知らせ

当社は、鏡視下手術関連製品「アルノート®」シリーズを11月2日に新発売させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。

「アルノート®」シリーズは、手に馴染みやすいコンパクトなサイズと形状のトロカールを中心に、特徴のある製品をラインナップいたしております。

本製品を販売する当社のメディカルデバイス部門は、手術用縫合糸を中心とした製品を製造販売しており、年々増加している鏡視下手術領域の製品を取り扱うことで、当社のカバー領域が広がります。

当社は、今後も付加価値の高い製品の開発・導入に取り組み、多様な医療ニーズに対応できる製品を提供することで医療に貢献したいと考えております。

記

【「アルノート®」シリーズの製品概要】

1. 製品名：アルノート® トロカール  
使用目的：体腔内に穿刺し、作業用チャンネルを作製するために用いる。
2. 製品名：アルノート® ラップバッグ  
使用目的：鏡視下手術において、腹腔に挿入した状態でポーチを開放し、術中に切離された組織等をポーチ内に収納することで隔離し、組織等を分散させず、腹腔内から回収するために用いる。
3. 製品名：アルノート® ラップシングル  
使用目的：創部等を広げて保持し、創部又はフタ部より、臓器又は組織へのアクセスを可能とするために用いる。
4. 製品名：アルノート® スモークフィルター  
使用目的：鏡視下手術を行う際に使用されるトロカールスリーブに接続して用いる、柔軟性のあるフィルター付チューブである。
5. 製品名：アルノート® リトラクター  
使用目的：本品は柔軟性のあるスリーブを持つトロカールの5mmポートより挿入し組織を圧排し、視野を確保するために用いる。



アルノート® トロカール



アルノート® ラップバッグ



アルノート® ラップシングル



アルノート® スモークフィルター



アルノート® リトラクター

【本製品に関するお問い合わせ先】

アルフレッサ ファーマ株式会社

営業本部 メディカルデバイス営業統括部 MD 推進部 06-6941-0303

以上