

2020年1月24日

各 位

アルフレッサ ファーマ株式会社

高周波処置用能動器具「アルシード™」 新発売のお知らせ

当社は、電気手術器（電気メス）に接続して使用する高周波処置用能動器具「アルシード™」を2020年1月24日に新発売いたしました。

「アルシード™」はPTFEコーティングにより、焦げ付きが少なく、スムーズな切開・凝固が可能な単回使用の電気手術器用メス先電極です。

アルフレッサ ファーマは今後も多様な医療ニーズに対応できる製品を提供してまいります。

記

【製品概要】

製 品 名 : アルシード™

使 用 目 的 : 高周波電流を用いた生体組織の切開又は凝固を行うために外科手術に使用する

製 造 販 売 元 : アルフレッサ ファーマ株式会社

包 装 : 別紙参照

販 売 価 格 : 別紙参照

特定保険医療材料 : 非該当

【本製品に関するお問い合わせ先】

アルフレッサ ファーマ株式会社

メディカルデバイス営業統括部 MD推進部 06-6941-0303

以 上