

2019 年 1 月

医療機関各位

alfresa

アルフレッサ ファーマ株式会社
大阪市中央区石町二丁目2番9号
〒540-8575 Tel. 06-6941-0303

ディスポーザブル電気手術用メス先電極 アルシード™新発売のご案内

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび電気手術用メス先電極「アルシード™」を新発売させていただきますので下記の通りご案内申し上げます。

何卒、ご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 発売年月日 2020 年 1 月 24 日（金）

2. 新発売品目

医療機器認証番号 301AFBZX00009000

規格	入数	統一商品コード	希望小売価
アルシード フレート AC-065K	12/箱	274134067	13,500
アルシード フレート AC-065KS	12/箱	274134074	13,500
アルシード フレート AC-100K	12/箱	274134081	15,000
アルシード フレート AC-100KS	12/箱	274134098	15,000
アルシード フレート AC-125K	12/箱	274134104	16,000
アルシード フレート AC-125KS	12/箱	274134111	16,000
アルシード フレート AC-165K	12/箱	274134128	15,000
アルシード フレート AC-165KS	12/箱	274134135	15,000
アルシード ニートル AC-065N	12/箱	274134142	13,500
アルシード ニートル AC-065NS	12/箱	274134166	13,500
アルシード マイクロニートル AC-065M	12/箱	274134173	78,000

アルシート [®] ニート [®] ル	AC-100N	12/箱	274134180	14, 000
アルシート [®] ニート [®] ル	AC-100NS	12/箱	274134197	14, 000
アルシート [®] ニート [®] ル	AC-165N	12/箱	274134203	15, 000
アルシート [®] ホール	AC-060B	12/箱	274134210	13, 500
アルシート [®] ホール	AC-125B	12/箱	274134227	17, 500
アルシート [®] ペンシル	ACP-065K-20	20/箱	274134234	50, 000
アルシート [®] ペンシル	ACP-065KS-20	20/箱	274134241	50, 000
アルシート [®] ノンコーティング [®] ペンシル ACP-065KK-20		20/箱	274134258	24, 500
アルシート [®] ペンシル ACP-065K-50		50/箱	274134272	110, 000
アルシート [®] ペンシル ACP-065KS-50		50/箱	274134289	110, 000
アルシート [®] ノンコーティング [®] ペンシル ACP-065KK-50		50/箱	274134296	52, 500

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵方法・保管方法

- ① 高温多湿、直射日光、水濡れを避け、室温で保管すること。
- ② 滅菌包装に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
- ③ 滅菌包装に記載してある使用期限を確認し、使用期限を過ぎたものは破棄すること。

2. 使用の期限は滅菌後 5 年まで。【自己認証による。】また使用の期限は、本品の滅菌包装及び外箱に表示。

※詳細は添付文書をご参照ください。

※ 統一商品コードの前に「4987」をつけていただくと JAN コードになります。

※ 希望小売価は参考であり、販売を拘束するものではありません。

※ この価格には消費税は含まれておりません。

以 上