

2017年2月22日

各位

アルフレッサ ファーマ株式会社

「全自動便尿分析装置AAO1」 新発売のお知らせ

当社は、「全自動便尿分析装置AAO1」を本日より新発売いたしますのでお知らせいたします。

本装置は、便潜血検査と尿定量検査の複数の測定項目を1台で可能にする小型自動分析装置です。装置の多機能化と小型化により検体検査業務の効率化ニーズにお応えしてまいります。

今回新発売する「全自動便尿分析装置AAO1」と現在販売中の大量高速測定が可能な「ヘモテクトNS-Prime」の2つの製品によって、便潜血検査分野において大規模医療施設から中小規模医療施設までの幅広い施設をカバーいたします。当社はこの製品ラインナップで、より多くの大腸がん患者の早期発見に貢献してまいります。

アルフレッサ ファーマは今後も多様な医療ニーズに対応できる製品を提供してまいります。

記

【製品概要】

販売名：全自動便尿分析装置AAO1

測定項目：便潜血検査2項目（糞便中ヘモグロビン・糞便中トランスフェリン）

尿定量検査4項目¹⁾（尿蛋白・尿中アルブミン・尿中クレアチニン・尿糖）

処理能力²⁾：最大90テスト/時間（サイクルタイム40秒）

各種機能：①自動希釈再検機能採用

②検体のバーコード管理による検体取り違い防止

③試薬・標準液・コントロールのバーコード管理により検査項目および各種試薬情報の入力作業を省力化

製造販売元：大塚電子株式会社

販売元：アルフレッサ ファーマ株式会社

1)尿定量検査4項目の測定試薬は近日発売予定

2)処理能力=1時間÷サイクルタイム

【本製品に関するお問い合わせ先】

アルフレッサ ファーマ株式会社

営業本部 医薬診断薬営業統括部 学術情報部 06-6941-0308

以上