


タイトな弾性ストッキングは履きづらく、着用をあきらめる方も少なくありません。
イーゼースライドがあれば一人で簡単に装着できます。

easy products

つま先あきタイプの
弾性ストッキングには

イーゼースライド

easy-slide
another Arion brand




ストッキング添付の補助具を利用しても装着が難しいときに。つま先あきストッキングには
圧力の強いものが多く、摩擦抵抗をできるだけ小さくすることが重要です。
腕スリーブ用もあります。

つま先付タイプの
弾性ストッキングには

イーゼースライド・カラン

easy-slide caran
another Arion brand



つま先の閉じているストッキングでは、ストッキングを履いてからの補助具の抜き取りが
難しく、実用的な製品が待ち望まれていました。ここに答えがあります。

弾性ストッキングを
楽に脱ぐために

イーゼーオフ

easy-off
another Arion brand



履くのが難しければ、脱ぐのも難しいのが弾性ストッキング。特にかかとを抜くには力が
必要です。腕スリーブにも使えます。




弾性ストッキング着脱補助具 イージースライド、イージースライド・カラン、イージーオフの特長

- 特殊な素材と構造によりストッキングを履くときの摩擦を小さくし、スムーズに着脱できます。
- 着脱にかかる時間を大幅に短縮できます。
- 正しく使用すれば、毎日使用しても6ヶ月以上効果が持続します。
- エタノールで消毒、また水洗いもできます(手洗い、30℃以下、中性洗剤使用)。

サイズ表

サイズ	イージースライド (靴サイズ)	イージースライド・カラン (足の甲周囲:右の図のA点)	イージーオフ (靴サイズ)
S	21.5~23.5 cm	22 cm まで	21.5~23.5 cm
M	24.0~26.0 cm	22~25 cm	24.0~26.0 cm
L	26.5~28.5 cm	25 cm 以上	26.5~28.5 cm



A: 足の甲周囲でもっとも大きいところ

- *イージースライド腕スリーブ用はフリーサイズです。
- *サイズが合わない場合、正常に使用できないことがあります。
正しいサイズをお選びください。

希望小売価 (1枚1袋入り: サイズ共通)

イージースライド (つま先あきストッキング用・腕スリーブ用)	本体 3,800 円
イージースライド・カラン (つま先付ストッキング用)	本体 5,800 円
イージーオフ (ストッキングを脱ぐときに)	本体 3,900 円

*掲載の価格に消費税は含まれておりません。

注意

- ◆本品は非常に滑りやすい素材でできており、踏みつけると転倒の恐れがあります。ご使用後は袋にしまい、床や椅子の上などに放置しないよう保管ください。また物などを乗せないでください。
- ◆燃えやすいので火気を避けてご使用、また保管ください。